


YOSHIDA

 angelus®

BIO-C[®] REPAIR

バイオ シー リペア (Bio-C Repair)




• BIOCERAMICO / BIOCERAMIC / BIOCERAMICO •
Ca²⁺
• BIOATTIVO / BIOACTIVE / BIOACTIVO •



Ready to Use

Simplified!



硬化時間	90 -120 分以内
X線造影性	7mm Al 以上
pH	11-13
パーティクルサイズ	≤ 2 μ m
溶解性	< 3%
膨張率	約 0.092 ± 0.05%

Angelus 社の社内試験の平均値 ISO 6876:2012

1 プレミックス
プレミックスペースト
操作時間なし


3 X線不透過性
酸化ジルコニウムを配合。充填後の予後観察はもちろんのこと、
ビスマスを含まないの耐変色性にも優れています。

2 強アルカリ性
pH 11 ~ 13 を維持

4 硬化時に膨張
硬化時に膨張します。

5 レジンフリー
レジン成分・ビスマス・ユージオール フリー

Clinical Case



軟化象牙質を除去したところ露髄を確認。



バイオシーリペアを露髄面を刺激しないように圧接。



術後のデンタルX線写真。

製品案内



バイオシーリペア (Bio-C Repair)

セット内容：バイオシーリペア 0.5g × 4 本
標準価格 13,000 円 (税別)

一般的名称：歯科用覆髄材料
認証番号：301AGBZX00089000 (管理)
製造販売元：Angelus Japan 株式会社



バイオシーシーラー (Bio-C Sealer)

セット内容：バイオシーシーラー 0.5g × 4 本
エンドチップ S × 20 本

標準価格 10,500 円 (税別)

一般的名称：水酸化カルシウム系歯科根管充填材料
承認番号：30200BZX00263000 (高度)
製造販売元：Angelus Japan 株式会社

RE バイオガッタパーチャポイント

02 テーパー (#15 ~ #80、アソート) 120 本入
04 テーパー (#15 ~ #50、アソート) 60 本入
06 テーパー (#15 ~ #50、アソート) 60 本入
標準価格 各 2,200 円 (税別)

VT (#F1 ~ #F5、アソート) 60 本入
ONE (#S ~ #L、アソート) 60 本入
REC (#R25 ~ #R50、アソート) 60 本入
標準価格 各 2,500 円 (税別)

アクセサリポイント (#S ~ #L) 120 本入
標準価格 各 2,200 円 (税別)

一般的名称：歯科用根管充填ガッタパーチャポイント
認証番号：302ALBZX00007000 (管理)
製造販売元：株式会社ヨシダ



※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2021年8月現在の税別価格です。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月~金 9:00~19:00 ± 9:00~17:00
(日曜・祝祭日を除く)

●販売元：株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野 7-6-9 <https://www.yoshida-dental.co.jp>

●製造販売元：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積 4-13-206



(01)02747937018408

C02271/2021年8月/PRI/30/@20/改