



DENTBLASTER

デントブラスター

チェアサイドでタービン回路にワンタッチで装着できる
コンパクトなサンドブラスターです

DENTRADE
DENTAL SUPPLY&TRADE



6種類のワンタッチアダプター

デントブラスターは、チェアサイドで使用できるサンドブラスターです。透明なプラスチック容器を採用したので、アルミナの種類や残量の確認ができます。

対応アダプター

アダプターは全6種です。
 (対応メーカー / KAVO・MORITA・YOSHIDA・NSK・SIRONA・OSADA)
 【本体セット：デントブラスター本体 / アダプター (希望アダプター1つ) / デントアルミナ (200g)】

逆止弁を装備

逆止弁を内蔵しているので、アルミナがチェアユニット側へ逆流することがありません。



ワンタッチで装着

タービンチューブへの装着がワンタッチで行えユニット間の移動が簡単にできます。コンパクトなペンシルタイプを採用し、持ち易く操作しやすいです。



簡易操作

歯科切削加工用レジン材料 (CAD/CAM・レジンブロック) の内面処理や各種補綴物のサンドブラスト処理が行え、接着面積を拡大し接着強度を高めます。



オプション

先端ノズル(曲)	5,500 円
アダプター	11,000 円
アルミナ 1kg	4,180 円

DENTBLASTER

デントブラスター

販売名：デントブラスター(DENTBLASTER)
 医療機器製造販売届書品目番号：27B2X00064000019
 一般的名称：歯科用研削材料 (70908000)
 寸法：90×80×30 (mm)
 標準価格：55,000 円 (各種) (税込)

販売名：デントアルミナ
 医療機器製造販売届書品目番号：27B2X00064000020
 一般的名称：歯科技工用アプレシブ研削器(70901000)
 形状：粉末 (50μm)
 標準価格：4,180 円 (税込)



www.dentrade.co.jp

有限会社デントレード

〒567-0041
 大阪府茨木市下穂積4丁目13-107
 TEL：0120(7)86086
 FAX：0120(1)86086
 EMAIL：info@dentrade.co.jp