



Angelus SILANO

アンジェラス シラノ

コストパフォーマンスに優れたセラミックプライマー

 **angelus**[®]
Japan



1本で処理が完結

ホワイトポスト（ファイバーポスト）、セラミックスやハイブリッドレジンによる修復物の前処理（シランカップリング処理）材です。シラン材を使用した場合、サンドブラスト処理の必要はありません。その他セラミック冠、セラミックインレー、CAD/CAM冠、硬質レジンジャケットの場合には、サンドブラスト処理をする事で接着強度を増大させます。



1液タイプ

ホワイトポスト（ファイバーポスト）に使用した場合 20Mpa以上の接着強さを持っています。

使用方法

塗布後、弱～中圧のマイルドなエアブローで乾燥させてください。

使用できる捕綴物

アンジェラス シラノはホワイトポスト（ファイバーポスト）、セラミックス冠、セラミックインレー、CAD/CAM冠、硬質レジンジャケット冠の捕綴物に使用が可能です。

※ 仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

販売名：アンジェラス シラノ
 一般的名称：歯科セラミックス用接着材料（70815000）
 指定管理医療機器製造販売認証番号：228AGBZX00074000
 機器の分類：管理医療機器（クラスII）
 標準価格：4,000円（税抜）/4,400円（税込）（5ml）

angelus
 Japan
 072-657-7756

※対応時間 / 月～金 9:30～16:30
 （土日祝祭日を除く）

詳しい説明は以下の
 サイトからご覧ください。



● 製造販売業：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積 4-13-206