

 angelus<sup>®</sup> ブライト BRITE

---



**BRITE**  
ブライト

きっかけはいつもこのミラーから！ 患者様がご自身の口腔内への関心をよりいっそう持っていただけるよう歯科医師が考えたツールです  
バッテリー内蔵式で、モバイルバッテリーでも充電できます



口腔内意識をたかめる「きっかけ」を作る

各チェアユニットや、待合室にも置いて頂くことがスタートです。

- ・ミラーは、3倍拡大ミラーをご用意。  
3倍拡大ミラーは、ご高齢の患者様にもわかりやすい説明ができます。
- ・光を合わせる手間がかからない。  
治療後の説明をされる時、鏡に光を合わせる必要はありません。  
スケーリングの前後・充填処理・補綴後の確認にも便利です。
- ・ブラッシング指導に。  
患者様自身がブラシの動きを見ながら説明や指導ができます。  
また、歯間ブラシを使用する場合に便利です。



自費治療後のプレゼント

先生を待っている間にも、手に取って自由に口腔内を見られる環境作り。  
意識の高い患者様は興味深く、お口の中を見えています。



各チェアサイドにも

「ブライト」を各チェアに1台ずつ置いて頂くと、患者様とのコミュニケーションや治療説明の際にお役立て頂けます。



口元から離して見る


20～30cm離して見ても、拡大されたまま大きく見えます。  
普通の手鏡と見比べていただくと、「拡大」がよくわかります。




モバイルバッテリーは含みません。

USB充電式で、専用のUSBケーブルを付属します。

内蔵バッテリー：リチウムイオン  
バッテリー容量：3.7V 350mA  
充電時間：30分  
連続点灯時間：12時間



充電中



充電完了

USB充電式です。  
付属のMicro USBケーブルでUSB-ACアダプターもしくはPCのUSB TypeA端子に接続して充電して下さい。  
又、お手持ちのモバイルバッテリーでも充電できます。

**BRITE**  
ブライト

販売名：ブライト ライトグレー / ローズ  
寸法：85×150(mm) 鏡寸法：72×47(mm)  
標準価格：9,800円(税抜) / 10,780円(税込)

**angelus**  
Japan

TEL: 072-657-7756  
FAX: 072-657-7856

※対応時間 / 月～金 9:30～16:30  
(土日曜日・祝祭日を除く)

ホームページはこちら

