



## CRYSTAL OFFICE

クリスタル オフィス

軽量コンパクト・移動もスムーズな充電式ホワイトニング照射器



### スムーズな操作性・デジタル表示

口腔内のアーチに合わせたヘッド部。  
口腔内へのセット→照射時間の設定→照射開始までスムーズな操作が可能です。  
ヘッド部に液晶パネル及び操作ボタンを集約。  
取りはずしができるので、メンテナンス等にも対応しやすいです。

### コンパクトボディ

角度調節が可能な照射部ヘッドと伸縮式のポールを採用。  
チェアの高さに合わせて施術部位への確にアプローチすることができます。



イメージ図

### 照射範囲・2種類の波長域

2種の波長のLEDを16個(各8個)搭載。  
コンパクトながら広がりのある照射で、多くのオフィスホワイトニング用薬材に適用します。



### 簡単な充電・コードレス

照射部ヘッドにバッテリーを内蔵しました。  
施術中はコードレスで使用可能です。(充電中の照射可能)  
充電式の為、各チェアに簡単に移動できます。

0からフル充電・・・16時間  
フル充電で150分間照射(20分で7回の照射)



### 高い収納性

診療後や使用しない際は折り畳んでコンパクトに収納。持ち運びも簡単。

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2023年7月消費税別です。

販売名：クリスタル オフィス (CRYSTAL OFFICE)  
一般医療機器  
届出番号：27B1X00147000019  
一般的名称：歯面漂白用加熱装置 (31806009)  
寸法：収納時730×150 (mm) 重量：1.3 kg  
消費電力：1.0W  
ACアダプター電源：100-120V  
標準価格：250,000円 (税抜) / 275,000円 (税込)

●製造販売業：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積 4-13-206



072-657-7756

※対応時間 / 月～金 9:30～16:30  
(土日祝祭日を除く)

商品ページはこちら

