

プレジジョン

Endo

Bur

Endodontic Bur
for Enlargement



先端径:0.5mm 長さ:31.0mm/34.0mm



先端径:0.6mm 長さ:31.0mm/34.0mm



先端径:0.8mm 長さ:31.0mm/34.0mm



先端径:1.0mm 長さ:31.0mm/34.0mm



先端径:1.2mm 長さ:31.0mm/34.0mm



先端径:1.4mm 長さ:31.0mm/34.0mm




合計12種類の充実したラインナップで
「ストレートラインアクセス」「イスマス形成」「軟化象牙質」の除去など
様々な症例に対応可能な根管拡大ドリル


様々な症例に対応可能な根管拡大ドリル



カリエス治療後に長期間冷痛があり、症状悪化のため抜髄となった。




アクセスすると、髄腔が狭く、根管口部が確認し難いことがわかる。




プレジジョン Endo Burを用いて、根管口部の覆い被さっている象牙質を削合している。



根管形成終了後の根管口部



根管充填後の根管口部



根管充填後のレントゲン写真

仕様

プレジジョン Endo Bur

先端径(mm)	長さ(mm)	入数	標準価格
0.5	31	6本	¥8,100
0.6			
0.8			
1.0			
1.2			
1.4			
アソート	34	6本	
0.5			
0.6			
0.8			
1.0			
1.2			
1.4			
アソート			

標準価格：8,100円

販売名：プレジジョン Endo Bur

一般的名称：歯科用根管口拡大ドリル
(歯科用カーバイトバー)

認証番号：304AGBZX00042000(管理)

製造販売元：Angelus Japan 株式会社

関連商品・部品

NiTiロータリーファイル

REファイル CT

21mm04テーパアソート、21mm06テーパアソート
25mm04テーパアソート、25mm06テーパアソート
31mm04テーパアソート、31mm06テーパアソート
セット内容：#15～#40 各1本入
標準価格：各5,800円

REファイル VT

21mmアソート、25mmアソート、31mmアソート
セット内容：CX・C1・C2・A1・A2・A3 各1本入
標準価格：各5,800円

REファイル ONE

25mmアソート
セット内容：#15～#45各1本入
標準価格：8,000円
販売名：RE ファイル
一般的名称：電動式歯科用ファイル
認証番号：301ALBZX00015000(管理)
製造販売元：株式会社ヨシダ



根管充填用シーラー



バイオ シー シーラー(Bio-C Sealer)

セット内容：バイオ シー シーラー0.5g×4本
エンドチップ S×20本

標準価格：14,000円

販売名：バイオシー シーラー(Bio-C Sealer)

一般的名称：水酸化カルシウム系歯科根管充填材料

承認番号：30200BZX00263000(高度)

製造販売元：Angelus Japan 株式会社

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2024年11月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 ± 9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)

●製造販売業：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積4-13-206