

BLASTER

ブラスター



チェアサイドでタービン回路にワンタッチで
装着できるコンパクトなサンドブラスター



対応アダプター

アダプターは全5種です。(対応メーカー / OSADA・MORITA・NSK・YOSHIDA・KAVO)



コンパクト設計

歯科切削加工用レジン材料(CAD/CAM・レジンブロック)の内面処理や補綴物のサンドブラスト処理がチェアサイドで行えます。

ワンタッチ装着

タービンチューブへの装着がワンタッチで行えます。コンパクトで持ちやすいペンシルタイプを採用し、ユニット間の移動も容易です。

逆止弁を装備

逆止弁内蔵の為、プラスターパウダーがチェアユニット側へ逆流することがありません。



スケルトンボトル

透明なガラス容器を採用。プラスターパウダーの残量の確認ができます。
*パウダーは青いシールを上限の目安にしてください。

標準装備

本体セット プラスター本体
アダプター(希望アダプター1種)
プラスターパウダー(200g)
清掃用ワイヤー
標準価格 50,000円(税抜) / 55,000円(税込)

オプション

アダプター 10,000円(税抜) / 11,000円(税込)
プラスターパウダー 1kg
3,800円(税抜) / 4,180円(税込)

⚠ 口腔内でのご使用はできません。 ※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2025年6月現在 消費税別です。

販売名：プラスター
一般医療機器
届出番号：27B1X00147000017
一般的名称：歯科用研削器材(70908000)
寸法：60×70×27 (mm)
販売名：プラスターパウダー
届出番号：27B2X00064000020
一般的名称：歯科技工用アブレイブ研削器具(70901000)
形状：粉末(50μm)

angelus[®]
Japan
072-657-7756

●製造販売業：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積 4-13-206