

Brilliance



倍 率	作業距離	視 野	重 量
3.0x	400mm	76mm	71g
	450mm	84mm	
	500mm	92mm	

一般医療機器 医療機器届出番号:27B1X00147000020 一般的名称:双眼ルーペ

Brilliance 48 Pro



倍 率	作業距離	視 野	重 量
5.4x	350 - 400mm	49 - 57mm	94.3g
5.3x	400 - 450mm	57 - 65mm	
5.2x	450 - 500mm	65 - 73mm	
5.1x	500 - 550mm	73 - 81mm	

一般医療機器 医療機器届出番号:27B1X00147000021 一般的名称:双眼ルーペ

Wireless Z



ヘッドライト重量	29.5g
色温度	3,000K~7,300K
最大照度	35,000lux
CRI	≧90
充電	約2.6時間充電／約2.5時間使用

一般医療機器 医療機器届出番号:27B1X00147000023 一般的名称:額帯灯

Other Option

Softouch

高性能有線LEDライト



ヘッドライト重量	9.8g
色温度	3,000K~6,700K
最大照度	35,000lux
CRI	≧90
充電	約4時間充電／約8時間使用

一般医療機器 医療機器届出番号:27B1X00147000022 一般的名称:額帯灯

Mount-Clamp

お持ちのゴーグルや眼鏡に



プレジジョン Brilliance セ ッ ト 内 容：本体・ヘッドストラップ・収納ボックス・クリーニングクロス・調節用工具・レンズキャップ・ケーブルホルダー 標 準 価 格：90,000円(税別)	プレジジョン Brilliance 48 Pro セ ッ ト 内 容：本体・レンズフレーム・ノーズパッド・ドライバー・ヘッドストラップ・収納ボックス・クリーニングクロス・調節用工具・レンズキャップ・ケーブルホルダー 標 準 価 格：250,000円(税別)	プレジジョン Wireless Z セ ッ ト 内 容：ヘッドライト・フィルター・ジョイントパーツ・バッテリー2個・充電器・アダプター・プラグ・ドライパー・収納ボックス・クリーニングクロス 標 準 価 格：95,000円(税別)
プレジジョン Softouch セ ッ ト 内 容：ヘッドライト・バッテリーボックス・USBケーブル・アダプター・フィルター・ジョイントパーツ・ドライパー・収納ボックス・クリーニングクロス 標 準 価 格：69,000円(税別)	プレジジョン Mount-Clamp 標 準 価 格：4,200円(税別)	

※ 仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2025年11月現在 消費税別です。

● お問い合わせは下記まで

● 製造販売元:Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積4-13-206

angelus[®]
Japan
072-657-7756

angelus[®]
Japan

プレジジョン

BRILLIANCE
BRILLIANCE 48 PRO
WIRELESS Z



Brilliance X Wireless Z

フリップアップ式双眼ルーペと
ワイヤレスLEDヘッドライトで術野をより明るく



Brilliance

幅広い症例で使用できる3.0xのガリレアン式ルーペ

Brilliance 48 Pro

エンドやマージンなど細部の治療に適した高倍率ルーペ



Wireless Z

ワイヤレスで軽いLEDライト



Brilliance Brilliance 48 Pro

洗練されたレンズコーティング

防曇、防傷、防眩の多層コーティング技術により、
ガラスを通してより多くの可視光を確保

Brilliance


Schott AG社ガラスの採用

高解像度、クリア、無色でシャープな視野を確保

Brilliance 48 Pro

目線を水平に、負担軽減

レンズが軸が水平に近く、
目の疲れ、負担を軽減



Brilliance 48 Pro

48°のアンクルでより快適に

レンズを48°のアンクルにすることで、
肩や首に負担がかかりにくい設計

縁までクリアな大直径スポット

最大直径124mm（作業距離450mmの場合）
端まで同光量でぼやけがありません



Wireless Z

他製品

最大照度：35,000ルクス／CRI：≧90

大光量に加え、CRI値が≧90のため、
色の再現性にも優れた高性能ライト

首や肩に負担がかかりにくい軽量設計

ライト、バッテリー、フィルターと、
付属品を全て含めても29.5gの軽量設計

バッテリー2個 合計5時間使用可能

残量表示機能付きバッテリー2個付属
充電器は2個同時に充電可能